


- (1) 饒蟲常在夜間爬行肛門周圍排卵，早晨起床後立即採檢效果最好。(請在早晨起床沐浴及排便前採檢)
- (2) 打開饒蟲專用貼片貼紙，用上膠面之藍色圓圈處對準肛門，以手指用力壓貼，重新黏上貼片，即完成第 1 日的採樣。
- (3) 以同樣方法第 2 日再做一次，將膠帶上層所覆蓋的透明塑膠紙撕掉，將第 1 日與第 2 日的黏面對，圈對圈對摺貼平，一併放入小封套，送至檢驗科。

注意事項

饒蟲貼片檢查需取連續兩個清晨沾黏肛門口之貼片送檢，若未符合此情況，則一律退件。

採檢說明圖示如下：



◎檢體送驗時間：

- 週日 ~ 週五 上午 08:00 至 中午 12:00
- 週日 ~ 週四 下午 13:30 至 下午 16:30
- 週一 ~ 週四 夜間門診 18:00 至 20:30
- 週六為本院安息日，故全天休息。

【註】遇國定例假日而本院門診暫停服務，則不受理門診檢驗服務。